



Medical Monitor Solutions

RadiForce®

Making Each Life Visual



Eignung und Empfehlung von EIZO Bildwiedergabegeräten für medizinische Bildgebungsverfahren

Für DIN 6868-157

RadiCS-Anwendungs-kategorie	Körperregion/Methoden	RX1270	RX850	RX660	RX560-MD RX560	RX360	RX250	GX560-MD GX560	GX340	GX240	MX315W	MX216-HB	MX242W	MX216-SB	MX194
I.	Mammografie	★	★		★			★							
II.	Mammografische Stereotaxie	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
III.	Projektionsradiografie (Thorax, Skelett, Abdomen)	✓	✓	★	✓	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
IV.	Durchleuchtung (Fluoroskopie), alle Anwendungen	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
V.	Computertomografie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	★	
VI.	Für RK 5: dentale digitale Volumentomografie, intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	
VII.	Für RK 6: intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		★			
VIII.	Betrachtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★

Weitere diagnostische Bildgebungsverfahren

	Ultraschall, Nuklearmedizin (z. B. PET), Magnetresonanztomografie (MRT), Endoskopie sowie weitere film-/fotobasierte Verfahren (z. B. in der Ophthalmologie), Mikroskopie, EIT, Infrarotbildgebung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	★	✓
	Veterinärmedizin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	★	★	★

✓ Kompatibel

★ Empfohlen

Kontakte

EIZO Europe GmbH
Deutschland

Belgrader Str. 2 · 41069 Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 8210-0 · www.eizo.de

EIZO Austria GmbH
Österreich, Ungarn, Rumänien & Bulgarien

Pfarrgasse 87 · 1230 Wien
Telefon: +43 1 6152886-10 · www.eizo.at · www.eizo.hu

EIZO Europe GmbH
Belgien & Luxemburg

Antwerpsesteenweg 22 · 2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Telefon: +32 15 645511 · www.eizo.be

EIZO Europe GmbH
Tschechische Republik & Slowakei

Meteor Centre Office Park "B" · Sokolovská 100/94 · 186 00 Praha 8
Telefon: +420 222 319 714 · www.eizo.cz · www.eizomonitor.sk

EIZO Europe GmbH
Italien

Via Torino, 3/5 · 20814 Varedo (MB)
Telefon: +39 0362 1695250 · www.eizo.it

EIZO Europe GmbH
Niederlande

Dr. Holtropaan 34-36 · 5652 XR Eindhoven
Telefon: +31 40 7600-360 · www.eizo.nl

EIZO AG
Schweiz

Moosacherstrasse 6 · Au · 8820 Wädenswil
Telefon: +41 44 782 24 40 · www.eizo.ch