


EIZO RadiCS 5 en RadiNET Pro 5

EIZO publiceert de vijfde versie van haar Quality Control software

EIZO heeft haar Quality Control software RadiCS en RadiNET Pro verder ontwikkeld en biedt nu met versie 5 de nieuwste uitgave van de in 2004 voor het eerst verschenen software. De kwaliteitsborging omvat het onderhoud en de controle van de diagnostische- en reviewmonitoren van kalibratie tot acceptatie- en constantheidstests. Doordat AAPM, DIN, IEC en overige internationale standaarden in acht worden genomen, is met RadiCS een consequente beeldkwaliteitsborging met eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen werkwijze mogelijk. Met RadiCS en RadiNET Pro is de besturing van afzonderlijke monitoren op locatie of via een netwerk mogelijk.



Met versie 5 biedt RadiCS een intuïtievare gebruikersinterface voor een efficiëntere werkwijze en snellere prestaties. Constantheidstesten worden nu 44% sneller uitgevoerd. Ook de work-and-flow-functies van EIZO kunnen intuïtiever en sneller worden bediend dan voorheen. Bovendien zijn er extra functies toegevoegd, zoals de automatische helderheidsaanpassing. Bij de weergave van diagnostische beelden kan de helderheid van de patiëntenlijst een storende factor zijn. Met de automatische helderheidsaanpassing wordt de monitor met de patiëntgegevens donkerder als de cursor van dit beeldscherm verdwijnt. Diagnostische beelden kunnen dan ongestoord worden bekeken.

RadiNET Pro versie 5 heeft ook een aantal nieuwe functies, zoals het automatische gebruik van *Group Policies*. Als er in een ziekenhuis nieuwe monitoren worden geïnstalleerd, wordt de reeds toegepaste *Group Policy* ingesteld. Daardoor hoeft er voor een nieuwe monitor niet steeds een nieuwe *Group Policy* te worden vastgelegd.

Eindhoven, 02/2019

Verantwoordelijke:

Ewald Verholt
General Manager

EIZO Europe GmbH
Vestiging Nederland
Dr. Holtropaan 34-36
5652 XR Eindhoven

Phone: +31 (0) 40-7600360*
Fax: +31 (0) 40-7600370*
E-Mail: ewald.verholt@eizo.com*
(* niet voor publicatie)

Lezerscontact:

Phone: +31 (0) 40-7600360

Website: eizo.nl
Newsletter: eizo.nl/newsletter





Over EIZO

EIZO, wat "beeld" in het Japans betekent, is een bedrijf in visuele technologie dat monitoroplossingen voor het hogere segment ontwikkelt en produceert. EIZO combineert hardware- en softwaretechnologieën met consulting, webhosting en andere services om klanten in uiteenlopende sectoren zoals de grafische sector, gaming, de medische sector, maritieme sector en luchtverkeersleiding, te helpen meer comfortabel, doeltreffend en creatief te werken. EIZO, met hoofdkantoor in Hakusan (Japan), heeft O&O-centra en fabrieken in Japan, China, Duitsland en de VS, en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd.