



[→ Webové stránky produktu](#)

Software pro zdravotníky

Software EIZO RadiNET Pro umožňuje provádět efektivní management kvality prostřednictvím centralizované správy všech nemocničních monitorů zapojených do sítě. Aplikace založená na webovém prohlížeči poskytuje snadný přístup ke všem požadovaným údajům. Správcům umožňuje jednoduše a rychle naplánovat a uskutečnit úkony pro zajištění kvalitního zobrazení z kteréhokoliv místa v nemocnici. V softwaru RadiNET Pro lze spravovat evidenční údaje o monitorech – označení modelu, dobu provozu apod. Lze získat rovněž informace o připojeném počítači a grafické kartě, zdravotnickém zařízení a místě instalace. Systém může na přání vytvořit souhrn detailních informací o každé obrazovce.

- ✓ Software pro centralizovanou správu kvality zobrazení u monitorů v nemocniční síti
- ✓ Snadno použitelná webová aplikace přístupná ze sítě zdravotnického zařízení
- ✓ Časově úsporná vzdálená kalibrace využívající senzory vestavěné v monitorech
- ✓ Jednotná evidence monitorů, grafických karet a počítačů
- ✓ Správa pěti až 8000 obrazovek; ideální doplněk softwaru pro zajištění kvality RadiCS
- ✓ Informační sestavy o připojených obrazovkách, jejich využití a událostech

Technické údaje

POŽADAVKY NA SPRÁVCOVSKÝ POČÍTAČ

KOMPATIBILNÍ WEBOVÝ PROHLÍZEČ	Microsoft Edge 79 nebo novější / Google Chrome™
MIN. ROZLIŠENÍ	1024x768

POŽADAVKY NA SERVER

OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 11 Pro / Enterprise, Windows 10 Pro / Enterprise (64-bit)
DATABÁZE	SQL Server 2022 Standard / Express Edition, SQL Server 2019 Standard/Express Edition, SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2
PEVNÝ DISK	min. 150 GB
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 8 GB

OBECNÉ INFORMACE/FUNKCE

Max. Počet spravovaných počítačů	1000 Počítače
MAX. POČET SPRAVOVANÝCH MONITORŮ	8000 monitorů
JAZYKY	němčina, angličtina, francouzština, japonština, čínština

Vyhledejte kontakt na společnost EIZO:
EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo jejich příslušných společností. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo. Všechna práva, chyby a změny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 26.04.2024