



[→ Sitio web del producto](#)

Software para profesionales de la medicina

El software RadiNET Pro de EIZO permite la gestión centralizada y, por tanto, una gestión eficaz de la calidad de todos los monitores conectados en la red de un hospital. La aplicación basada en navegador proporciona un fácil acceso a la información deseada. El administrador puede realizar o planificar sin problemas y al instante procedimientos de control de calidad desde cualquier lugar del hospital. La información de inventario, como el nombre del modelo y el tiempo de uso de los monitores, puede gestionarse con RadiNET Pro. También se puede registrar información como los ordenadores conectados y la tarjeta gráfica, el centro médico y la ubicación de la instalación. Si se desea, la información detallada sobre cada monitor se resume en un informe.

- ✓ Gestión centralizada de la calidad de los monitores de la red hospitalaria
- ✓ Aplicación basada en navegador fácil de usar en la red del centro
- ✓ Calibración remota que ahorra tiempo con la ayuda de los propios sensores de los monitores
- ✓ Gestión uniforme del inventario de monitores, tarjetas gráficas y ordenadores
- ✓ Gestiona de 5 a 8000 monitores y es el complemento ideal del software de control de calidad RadiCS
- ✓ Función de informe sobre las pantallas conectadas, su uso y eventos

Datos técnicos

REQUISITOS DEL PC ADMINISTRADOR

NAVEGADORES WEB NO COMPATIBLES	Microsoft Edge 79 o posterior / Google Chrome™
RESOLUCIÓN MÍNIMA	1024x768

REQUISITOS DEL SERVIDOR

SISTEMAS OPERATIVOS	Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 11 Pro / Enterprise, Windows 10 Pro / Enterprise (64-bit)
BASES DE DATOS	SQL Server 2022 Standard / Express Edition, SQL Server 2019 Standard/Express Edition, SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2
ESPACIO EN DISCO DURO	150 GB mínimo
MEMORIA	8 GB mínimo

INFORMACIÓN GENERAL/OPERACIÓN

MÁX. NÚMERO DE PCS A GESTIONAR	1000 PCs
MÁX. NÚMERO DE MONITORES A GESTIONAR	8000 monitores
IDIOMAS SOPORTADOS	Inglés, alemán, japonés, chino, francés

Encuentre su contacto EIZO:
Argan Communications
Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es