



[→ Site web du produit](#)

Software pour les professionnels de la santé

Le logiciel RadiNET Pro d'EIZO permet une gestion centralisée et donc une gestion efficace de la qualité de tous les moniteurs d'un hôpital reliés en réseau. L'application basée sur un navigateur offre un accès simple aux informations souhaitées. L'administrateur peut exécuter ou planifier les procédures d'assurance qualité sans problème et sans délai, où qu'il se trouve dans l'hôpital. Les informations d'inventaire, par exemple le nom du modèle et la durée d'utilisation des moniteurs, peuvent être gérées avec RadiNET Pro. Des informations telles que les ordinateurs et les cartes graphiques connectés, l'établissement médical et le lieu d'installation peuvent également être saisies. Les informations détaillées sur chaque écran peuvent être résumées dans un rapport si on le souhaite.

- ✓ Gestion centralisée de la qualité des moniteurs dans le réseau de l'hôpital
- ✓ Application basée sur un navigateur facile à utiliser sur le réseau de l'établissement
- ✓ Calibrage à distance permettant de gagner du temps à l'aide des capteurs propres aux moniteurs
- ✓ Gestion d'inventaire unifiée pour les moniteurs, les cartes graphiques et les ordinateurs
- ✓ Gère de 5 à 8000 écrans et est le complément idéal du logiciel d'assurance qualité RadiCS
- ✓ Fonction de rapport sur les écrans connectés, leur utilisation et les événements

Données techniques

EXIGENCE POUR LE PC ADMINISTRATEURTOREN-PC

Navigateurs web non supportés	Microsoft Edge 79 ou plus récent / Google Chrome™
Résolution min.	1024x768

EXIGENCE DU SERVEUR

Systèmes d'exploitation	Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 11 Pro / Enterprise, Windows 10 Pro / Enterprise (64-bit)
Bases de données	SQL Server 2022 Standard / Express Edition, SQL Server 2019 Standard/Express Edition, SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2
Espace disque	150 Go minimum
Mémoire vive	8 Go minimum

GÉNÉRALITÉS/OPÉRATIONS

Nombre max. Nombre de PC	1000 PC
Nombre max. Nombre de moniteurs à gérer	8000 moniteurs
Langues prises en charge	Anglais, allemand, japonais, chinois, français

Trouvez votre interlocuteur EIZO:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Téléphone: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays ou de leurs sociétés respectives. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne. Tous droits, erreurs et modifications réservés. Dernière mise à jour: 29.04.2024