



[→ Termék weboldal](#)

Szoftver orvosi szakemberek számára

A hálózatba kapcsolt kórházi monitorok központi kezelését lehetővé tevő EIZO RadiNET Pro szoftverrel hatékonyabbá válik a minőségirányítási teendők ellátása. A böngészőalapú alkalmazással gyorsan és egyszerűen elérhetők a szükséges információk. A rendszergazda a kórház bármely pontjáról pillanatokon belül és zökkenőmentesen elvégezheti vagy beütemezheti a minőségbiztosítási eljárásokat. A készletgazdálkodási adatoknak, mint például a monitorok modellneveinek és üzemórászámainak kezelése a RadiNET Pro használatával is elvégezhető. Ezenkívül a különböző információk, így többek között a csatlakoztatott számítógépekkel és a felhasznált grafikus kártyákkal, valamint az egészségügyi intézménnyel és a telepítési hellyel kapcsolatos adatok menthetők is. Az egyes monitorokra vonatkozó részletes információkról igény esetén összefoglaló jelentések készíthetők.

- ✓ Hálózatba kapcsolt kórházi monitorok központosított minőségirányítása
- ✓ Egyszerűen kezelhető, böngészőalapú alkalmazás az adott intézmény hálózatára telepítve
- ✓ Időtakarékos távoli kalibrálás a monitor beépített érzékelőinek segítségével
- ✓ Monitorokra, grafikus kártyákra és számítógépekre kiterjedő egységes készletgazdálkodás
- ✓ A RadiCS minőségbiztosítási szoftver tökéletes kiegészítője 5-től akár 8000-ig terjedő képernyő egységes kezeléséhez
- ✓ A csatlakoztatott képernyők használatáról és a kapcsolódó eseményekről tájékoztató jelentések összeállítása

Műszaki adatok

RENDSZERGAZDAI SZÁMÍTÓGÉPEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK

TÁMOGATOTT INTERNETBÖNGÉSZŐ	Microsoft Edge 79 vagy újabb verzió / Google Chrome™
MIN. FELBONTÁS	1024x768

KISZOLGÁLÓVAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK

OPERÁCIÓS RENDSZEREK	Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 11 Pro / Enterprise, Windows 10 Pro / Enterprise (64-bit)
ADATBÁZISOK	SQL Server 2022 Standard / Express Edition, SQL Server 2019 Standard/Express Edition, SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2
LEMEZTERÜLET	Legalább 150 GB
MEMÓRIA	Legalább 8 GB

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK/MŰKÖDÉS

Max. A kezelendő PC-k száma	1000 PC-k
KEZELHETŐ MONITOROK MAXIMÁLIS SZÁMA	8000 Monitorok
TÁMOGATOTT NYELVEK	Német, angol, francia, japán, kínai

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 26.04.2024