



[→ Sito web del prodotto](#)

Software per i monitor Radiforce

Il software RadiNET Pro di EIZO consente di amministrare a livello centrale e, di conseguenza, di gestire efficientemente la qualità di tutti i monitor collegati in rete di un ospedale. L'applicazione basata su browser permette di accedere facilmente alle informazioni desiderate. L'amministratore può eseguire o pianificare i cicli di controllo della qualità agevolmente e direttamente da qualsiasi postazione in ospedale. Informazioni sui dispositivi, quali il nome del modello e il tempo di utilizzo dei monitor, possono essere amministrati con RadiNET Pro. Possono essere raccolte anche informazioni riguardanti, ad esempio, i computer collegati e la scheda grafica, la struttura medica e il luogo d'installazione. Su richiesta, le informazioni dettagliate di ciascuno schermo vengono riassunte in un rapporto.

- ✓ Gestione qualità centralizzata per i monitor della rete dell'ospedale
- ✓ Applicazione basata sul browser facile da utilizzare nella rete della struttura
- ✓ Risparmio di tempo grazie alla calibrazione da remoto mediante i sensori dei monitor
- ✓ Asset management unificato per monitor, schede grafiche e computer
- ✓ Amministra da 5 a 8000 schermi e rappresenta l'integrazione ideale per il software di controllo qualità RadiCS
- ✓ Funzione di rapporto per gli schermi collegati, il loro utilizzo e i loro risultati

Dati tecnici

REQUISITI PER I PC DI AMMINISTRAZIONE

BROWSER WEB SUPPORTATO	Microsoft Edge 79 o successivo / Google Chrome™
RISOLUZIONE MIN.	1024x768

REQUISITI SERVER

SISTEMI OPERATIVI	Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 11 Pro / Enterprise, Windows 10 Pro / Enterprise (64-bit)
DATABASE	SQL Server 2022 Standard / Express Edition, SQL Server 2019 Standard/Express Edition, SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2
MEMORIA DISCO RIGIDO	150 GB minimo
RAM	8 GB minimo

INFORMAZIONI GENERALI/OPERAZIONE

Max. Numero di PC da gestire	1000 PC
NUMERO MAX. DI MONITOR DA AMMINISTRARE	8000 Monitor
LINGUE SUPPORTATE	tedesco, inglese, francese, giapponese, cinese

Trova il tuo contatto EIZO:
EIZO Europe GmbH Succursale per l'Italia
Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)
Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone e in altri paesi o delle rispettive società. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germania. Tutti i diritti, gli errori e le modifiche sono riservati. Ultimo aggiornamento: 26.04.2024