



[→ Product Website](#)

## Software voor medische professionals

De software RadiNET Pro van EIZO maakt centraal beheer en daardoor efficiënt kwaliteitsmanagement mogelijk van alle in het netwerk van een ziekenhuis verbonden monitoren. De browsergebaseerde toepassing biedt eenvoudig toegang tot de gewenste informatie. De beheerder kan de kwaliteitsborgingsprocessen vanaf overal in het ziekenhuis vlekkeloos en onmiddellijk uitvoeren en plannen. Basisinformatie, bijv. modelnaam en gebruikstijd van monitoren, kan met RadiNET Pro beheerd worden. Informatie, zoals aangesloten computers en grafische kaarten, de medische instelling en de installatieplaats, kan eveneens geregistreerd worden. Gedetailleerde informatie over iedere monitor wordt op aanvraag in een verslag samengevat.

- ✓ Gecentraliseerd kwaliteitsmanagement voor monitoren in het ziekenhuisnetwerk
- ✓ Uniform inventarisbeheer voor monitoren, grafische kaarten en computers
- ✓ Eenvoudig te bedienen, browsergebaseerde toepassing in het netwerk van de instelling
- ✓ Beheert 5 tot 8000 monitoren en is de ideale aanvulling op de kwaliteitsborgingssoftware RadiCS
- ✓ Tijdbesparende remote kalibratie met behulp van de eigen sensoren van de monitor
- ✓ Verslagfunctie over de aangesloten monitoren, het gebruik ervan en gebeurtenissen

## Technische gegevens

### VEREISTE VOOR DE BEHEERDER-PC

ONDERSTEUNDE WEBBROWSERS	Microsoft Edge 79 of hoger / Google Chrome™
MIN. RESOLUTIE	1024x768

### SERVERVERZOEK

BESTURINGSSYSTEMEN	Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 11 Pro / Enterprise, Windows 10 Pro / Enterprise (64-bit)
DATABASES	SQL Server 2022 Standard / Express Edition, SQL Server 2019 Standard/Express Edition, SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2
HARDE SCHIJF	Minimaal 150 GB
WERKGEHEUGEN	Minimaal 8 GB

### ALGEMENE INFORMATIE/BEDIENING

MAX. AANTAL TE BEHEREN PC'S	1000 pc's
MAX. AANTAL TE BEHEREN MONITOREN	8000 monitoren
ONDERSTEUNDE TALEN	Engels, Duits, Japans, Chinees, Frans

Vind uw EIZO contactpersoon:  
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg  
Antwerpsesteenweg 22  
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)  
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11  
[www.eizo.be](http://www.eizo.be)

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 21.05.2024